


Anti-Gyg1 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P46976

Artikelnummer: CM0018118



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches Glykogenin-1 (GYG1), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Forschung zu Glykogenbiosynthese und Glykogenspeicherkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GYG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GYG; GSD15; GYG1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2992
GenID	2992
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 234-333 des menschlichen GYG1 (NP_001171649.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46976
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eisbeutel