


Anti-Gypb-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - P06028

Artikelnummer: CM0016083



Einführung

Dieser polyklonale Kaninchenantikörper richtet sich gegen humanes Glycophorin-B (GYPB/CD235b), ein wichtiges sialoglykosyliertes Membranprotein der Erythrozyten. Für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA validiert und geeignet zur Unterstützung der Forschung zur Stabilität der Erythrozytenmembran und zu Blutgruppenantigenen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GYPB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SS; GPB; GYP; MNS; GYPA; PAS-3; CD235b; GYPB
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2994
GeneID	2994
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-91 des humanen GYPB (NP_002091.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06028
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Kühlakku