

Anti-Gzma Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P12544

Artikelnummer: CM0012447



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes Granzym A (GZMA). Validiert für WB, IP, IF/ICC und ELISA. Geeignet für Studien zur zytotoxischen T-Zell- und NK-Zell-vermittelten Pyroptose und Zielzelltod.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GZMA Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	HFSP; CTLA3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3001
GenID	3001
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-262 des humanen GZMA (NP_006135.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P12544
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel