

Anti-Gzma Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P12544

Artikelnummer: CM0028684



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches GZMA, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf Granzym A ab, eine Serinprotease, die an Pyroptose und der Zytotoxizität von CTL/NK-Zellen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GZMA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HFSP; CTLA3; GZMA
Art	Mensch
GenID (Mensch)	3001
GenID	3001
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 29-262 von menschlichem GZMA (NP_006135.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12544
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel