

Anti-H2-Ab1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06345

Artikelnummer: CM0021053

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-H2-Ab1 (MHC-Klasse-II-beta-Kette). Validiert für WB-, IHC-P-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Immunologie- und Histokompatibilitätsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	H2-Ab1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; H2-Ab1
Spezies	Maus
GeneID (human)	14961
GeneID	14961
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-219 der Maus-H2-Ab1 (NP_996988.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P06345
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Kühltasche