


Anti-H3F3B Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P84243

Artikelnummer: CM0014965



Einführung

Der H3F3B Kaninchen-Polyclonaler Antikörper wurde für WB- und ELISA-Anwendungen entwickelt und erkennt spezifisch das humane Histon H3.3. Dieser Antikörper zielt auf die Histonvariante H3.3 ab und ist ideal für die Chromatin- und epigenetische Forschung geeignet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	H3F3B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	H3-3A; H3.3B; H3F3B; BRYLIB2
Spezies	Mensch
Gen-ID	3021
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-136 von humanem H3F3B (NP_002098.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P84243
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel