

Anti-H3Q5Ser (Histon H3.1, P68431) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa

Artikelnummer: CM0000083



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen serotonyliertes Histon H3.1 an Position Q5 (P68431). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für epigenetische Forschung, Chromatinuntersuchungen und Analyse von Histonmodifikationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	H3Q5ser Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3Q5ser
Art	Mensch
GenID (Mensch)	8350
GenID	8350
Immunogen	Ein synthetisches serotonyliertes Peptid um Q5 des menschlichen Histons H3 (NP_003520.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Weitere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P68431
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eisbeutel