

Anti-H6Pd Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95479

Artikelnummer: CM0025961



Einführung

H6PD Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, reaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf das bifunktionelle GDH/6PGL-Protein im ER ab und unterstützt die Forschung zum Pentosephosphatweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	H6PD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GDH; G6PDH; H6PDH; CORTD1; H6PD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9563
GenID	9563
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-200 von menschlichem H6PD (NP_004276.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95479
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eisbeutel