

Anti-Habp4-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q5Jvs0

Artikelnummer: CM0020693

Einführung

Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Richtet sich gegen das intrazelluläre Hyaluronan-bindende Protein 4, einen Regulator der Ribosomen-Hibernation und Transkription. Ideal für die Krebs- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HABP4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IHABP4, IHABP-4, Ki-1/57, SERBP1L, HABP4
Art	Mensch
Gen-ID	22927
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des menschlichen HABP4 (NP_055097.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q5JVS0
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Kühlakku