

Anti-Hace1 Poliklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8lyu2

Artikelnummer: CM0027412



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen HACE1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-HACE1 (102 kDa). E3-Ubiquitin-Ligase beteiligt an Golgi-Membrandynamik, RAC1-Abbau und Wirtsabwehr. Ideal für Zellbiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HACE1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	SPPRS; HACE1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	57531
GeneID	57531
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem HACE1 (NP_065822.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8LYU2
Proteinmasse	102 kDa
Versand	Eisbeutel