

Anti-Hadh-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16836

Artikelnummer: CM0013296



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes HADH, validiert für Western Blot, Paraffin-IHC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der mitochondrialen Fettsäure-Betaoxidation und von Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HADH-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	HAD; HCDH; HHF4; HADH1; HADHSC; MSCHAD; HADH
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3033
GeneID	3033
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-314 des humanen HADH (NP_005318.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16836
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku