

Anti-Hadha Poliklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P40939

Artikelnummer: CM0029301



Einführung

Dieses kaninchen-poliklonale Antikörper erkennt spezifisch HADHA (TP-alpha), validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA und reagiert kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der mitochondrialen Beta-Oxidation und des Fettsäurestoffwechsels. ~83 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KO validiert] HADHA Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HA
Spezies	Mensch
GenID	3030
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 484-763 des menschlichen HADHA (NP_000173.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40939
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel