

Anti-Hadha Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40939

Artikelnummer: CM0023346



Einführung

Kaninchen-polyklonaler HADHA-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines HADHA, eine 83 kDa große Untereinheit des mitochondrialen trifunktionalen Enzyms, das an der Beta-Oxidation von Fettsäuren beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HADHA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HADHA
Spezies	Human
GeneID (Human)	3030
GeneID	3030
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 545-763 von humanem HADHA (NP_000173.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P40939
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eistasche