

Anti-Hadha Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P40939

Artikelnummer: CM0007375



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches HADHA gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt die mitochondriale Trifunktions-Enzym-Untereinheit Alpha für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] HADHA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA; HA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3030
Gen-ID	3030
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 545-763 von menschlichem HADHA (NP_000173.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40939
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel