

Anti-Hadhb Monoklonaler Antikörper (Kaninchen) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55084

Artikelnummer: CM0012724



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen HADHB (Trifunktionales Enzym-Untereinheit Beta, mitochondrial) für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Validiert in humanen, murinen und rattigen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] HADHB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ECHB; MTPB; MTPD; MTPD2; MSTP029; TP-BETA; HADHB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3032
Gen-ID	3032
Immunogen	Rekombinantes Fusionsproteinaktualisiert, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 331-474 von humanem HADHB (NP_000174.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55084
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel