

Anti-Hadhb Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P55084

Artikelnummer: CM0030211



Einführung

HADHB Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die mitochondriale Trifunktionsenzym-Beta-Untereinheit (51 kDa), ein Schlüsselenzym der Beta-Oxidation langkettiger Fettsäuren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HADHB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ECHB; MTPB; MTPD; MTPD2; MSTP029; TP-BETA; HADHB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3032
GenID	3032
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 34-270 von menschlichem HADHB (NP_000174.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55084
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel