

Anti-Hand2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P61296

Artikelnummer: CM0026822

Einführung

Anti-HAND2 polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Rattus-HAND2. Geeignet für die Erforschung der kardialen Morphogenese und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HAND2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Hed, dHand, DHAND2, Thing2, bHLHa26, HAND2
Spezies	Human
GeneID (Human)	9464
GeneID	9464
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P61296
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel