

Monoklonaler Anti-Hao1/Gox-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujm8

Artikelnummer: CM0006662



Einführung

Dieser monoklonale Kaninchenantikörper detektiert spezifisch humanes HA01/GOX (2-Hydroxycarbonsäureoxidase 1), ein zentrales peroxisomales Enzym im Glyoxylatstoffwechsel. Er wurde in WB, IHC-P und ELISA validiert und reagiert kreuz mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HA01/GOX-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	GO; GOX; GOX1; HAOX1; HA01/GOX
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	54363
GeneID	54363
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen HA01/GOX (NP_060015.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UJM8
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku