

Anti-Hao1/Gox Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ujm8

Artikelnummer: CM0026760



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes HAO1/GOX (Glykolat-Oxidase) für Anwendungen wie Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt HAO1 von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Stoffwechsel und Nierensteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HAO1/GOX Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GO; GOX; GOX1; HAOX1; HAO1/GOX
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54363
GenID	54363
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJM8
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel