

Anti-Hap1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P54257

Artikelnummer: CM0020691

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das humane Huntingtin-assoziierte Protein 1 (HAP1), validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Rolle von HAP1 beim neuronalen Transport, bei der Autophagie und bei der Huntington-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	HAP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HLP; HAP2; HIP5; hHLP1; HAP1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9001
GeneID	9001
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-240 des humanen HAP1 (NP_817084.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P54257
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Kühlakku