

Monoklonaler Anti-Hapln1-Antikörper Für Wb Und Elisa - P10915

Artikelnummer: CM0004258

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen das menschliche 40 kDa große Knorpel-Linkprotein HAPLN1. Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HAPLN1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	CRT1; CRTL1; HAPLN1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1404
Gen-ID	1404
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-354 von menschlichem HAPLN1 entspricht (P10915)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10915
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Eisbeutel