

Anti-Haptoglobin (Hp) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P00738

Artikelnummer: CM0004989



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Haptoglobin (HP), validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Detektiert das Ziel bei ~45 kDa. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Hämolyse, akuten Phase und intestinalen Permeabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Haptoglobin (HP) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BP; HPA1S; HP2ALPHA2; Haptoglobin (HP)
Spezies	Human
GenID (Human)	3240
GenID	3240
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 307-406 von humanem Haptoglobin (HP) (P00738) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P00738
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel