

## Anti-Haptoglobin (Hp) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P00738

Artikelnummer: CM0014300



### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches Haptoglobin (HP), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Fängt freies Hämoglobin ein, antioxidativ, Akutphasenprotein. Ideal für Forschung zu Hämolyse, Entzündung und Darmlückenhaftigkeit.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | Haptoglobin (HP) Kaninchen pAb                                                                                           |
| Bemerkungen/Aliaße | BP; HPA1S; HP2ALPHA2; Haptoglobin (HP)                                                                                   |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                   |
| GeneID (Mensch)    | 3240                                                                                                                     |
| GeneID             | 3240                                                                                                                     |
| Immunogen          | Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Haptoglobin (NP_005134.1) |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                      |
| SWISS              | P00738                                                                                                                   |
| Proteinmasse       | 45kDa                                                                                                                    |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                |