

Anti-Has1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92839

Artikelnummer: CM0013405

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Hyaluronan-Synthase 1 (HAS1) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, erkennt ein 65 kDa Protein. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Die Forschung an Hyaluronan-Synthese und extrazellulärer Matrix ist ohne ihn nicht möglich.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HAS1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HAS; HAS1
Spezies	Mensch
Gen-ID	3036
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 80-390 von menschlichem HAS1 (NP_001514.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92839
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel