

Anti-Has3 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 000219

Artikelnummer: CM0026800

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HAS3 für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Hyaluronan-Synthase 3 ist essentiell für die Hyaluronan-Synthese und den Umbau der extrazellulären Matrix. Geeignet für Zelladhäsions-, Migrations- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HAS3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HAS3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3038
Gen-ID	3038
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 67-281 von humanem HAS3 (NP_619515.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00219
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eistasche