

Anti-Has3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 000219

Artikelnummer: CM0013919

Einführung

Kaninchen-polykloaler Antikörper gegen menschliches HAS3, validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zur Hyaluronan-Synthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HAS3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	HAS3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3038
GenID	3038
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 67-281 des menschlichen HAS3 (NP_619515.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00219
Proteinmasse	63 kDa
Versand	Eisbeutel