

Anti-Haspin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tf76

Artikelnummer: CM0020453



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes HASPIN (GSG2). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit humanem und Maus-Material. Für Forschungszwecke in Studien zum Zellzyklus und der Chromatinregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	HASPIN Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GSG2; HASPIN
Spezies	Human
GeneID (Human)	83903
GeneID	83903
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 290-470 von humanem HASPIN (NP_114171.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8Tf76
Protein-Gewicht	88kDa
Versand	Eistüte