

Anti-HaHau6-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7Z4H7

Artikelnummer: CM0031058



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes HAUS6 gerichtet ist, eine Schlüsselkomponente des HAUS-Augmin-Komplexes. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Nützlich für Studien zur Mitose und zum Zentrosom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HAUS6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Dgt6, FAM29A, HAUS6
Spezies	Mensch
Gen-ID	54801
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 676-955 von humanem HAUS6 (NP_060115.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q7Z4H7
Proteingewicht	109 kDa
Versand	Eisbeutel