

Anti-Hax1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 000165

Artikelnummer: CM0024855

Einführung

Kaninchen polyklonaler HAX1-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Erkennt HCLS1-assoziiertes Protein X-1 (32 kDa), das an der Aktin-Umgestaltung und dem Zellüberleben beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HAX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCN3, HS1BP1, HCLSBP1, HAX1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10456
GenID	10456
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-279 von menschlichem HAX1 (NP_006109.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00165
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel