


Anti-Hb-Egf Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99075

Artikelnummer: CM0002392



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes HB-EGF (DTR, HEGFL) für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Validiert in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für Studien zu Wachstumsfaktoren und dem Diphtherie-Toxin-Rezeptor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HB-EGF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DTR; DTS; DTSF; HEGFL; HB-EGF
Spezies	Human
GeneID (Human)	1839
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem HB-EGF (Q99075) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99075
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel