


Anti-Hb-Egf Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99075

Artikelnummer: CM0024627



Einführung

Anti-HB-EGF Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt pro-Heparin-bindenden EGF-ähnlichen Wachstumsfaktor, einen wichtigen EGFR-Liganden, der an der Herzentwicklung und der Proliferation glatter Muskelzellen beteiligt ist. Ideal für Studien zur Wachstumsfaktor-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HB-EGF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DTR, DTS, DTSF, HEGFL, HB-EGF
Spezies	Human
GeneID (human)	1839
GeneID	1839
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-160 von humanem HB-EGF (NP_001936.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99075
Protein-Gewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel