


Anti-Hba2 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P69905

Artikelnummer: CM0029207



Einführung

Dieser anti-HBA2 polyklonale Kaninchenantikörper ist validiert für WB, IF-P und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielgerichtet gegen Hämoglobin-Untereinheit Alpha für Forschung zum Sauerstofftransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HBA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HBH; ECYT7; HBA-T2; HBA2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	3040
GenID	3040
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P69905
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eispackung