


Anti-Hbd (Hämoglobin-Untereinheit Delta) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P02042

Artikelnummer: CM0027890



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die menschliche Hämoglobin-Untereinheit Delta (HBD) für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Erkennt Maus- und Ratten-Orthologe. Geeignet für Sauerstofftransport- und Hämoglobin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HBD Kaninchen pAb
Bemerkungen / Alias	HBD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3045
GenID	3045
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-147 von menschlichem HBD (NP_000510.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P02042
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel