


Anti-Hb γ 2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P69892

Artikelnummer: CM0029149



Einführung

Hochwertiger HB γ 2-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für Western Blot und ELISA, gegen die menschliche Hämoglobin-Untereinheit Gamma-2 (fötales Hämoglobin). Ideal für die Erforschung von Hämoglobinopathien, Sauerstofftransport und Erythrozytenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HB γ 2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TNCY; HB γ -T1; HB γ 2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3048
Gen-ID	3048
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem HB γ 2 entspricht (NP_000175.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P69892
Protein-Gewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel