


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Hbgb1-Antikörper Für Wb, Elisa - P69891

Artikelnummer: CM0017613



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HBG1 (Gamma-1-Kette des fetalen Hämoglobins). Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Nützlich zur Untersuchung der Entwicklung des fetalen Hämoglobins und des Sauerstofftransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HBG1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HBGA; HBGR; HBG-T2; HSGGL1; PRO2979; HBG1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3047
Gen-ID	3047
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen HBG1 (NP_000550.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P69891
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel