

Anti-Hcar1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bxc0

Artikelnummer: CM0019737



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HCAR1 (GPR81), reaktiv gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Western Blot und ELISA, mit einem vorhergesagten Proteingewicht von 39 kDa. Ideal für die Untersuchung von Laktatsignalisierung und metabolischer Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HCAR1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	HCA1; GPR81; LACR1; FKSG80; GPR104; TAGPCR; TA-GPCR; HCAR1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	27198
GenID	27198
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BXC0
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel