


Anti-Hcfc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51610

Artikelnummer: CM0020920



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HCFC1 (Host cell factor 1), einen Transkriptions-Koregulator, der an der Zellzykluskontrolle beteiligt ist. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen; kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HCFC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CFF; HCF; HCF1; HFC1; MRX3; VCAF; HCF-1; MAHCX; XLID3; PPP1R89; HCFC1
Spezies	Human
GeneID (Human)	3054
GeneID	3054
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-250 von humanem HCFC1 (NP_005325.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P51610
Proteingewicht	209kDa
Versand	Eisbeutel