

Anti-Hcg Beta Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P0Dn86

Artikelnummer: CM0010649



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für menschliches hCG beta (CGB), geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Ideal für die Reproduktionsbiologie und Schwangerschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	hCG beta Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CGB; HCG; hCGB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	93659
Gen-ID	93659
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-165 von menschlichem CGB5 (NP_000728.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P0DN86
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel