

Anti-Hck Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08631

Artikelnummer: CM0022186



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HCK (p59Hck/p61Hck). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Erforschung von angeborener Immunität, Phagozytose und Zellsignalgebung. Bezogen von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	HCK Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	JTK9, AIPCV, p59Hck, p61Hck, HCK
Spezies	Human
GeneID (human)	3055
GeneID	3055
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-220 von humanem HCK enthält (NP_001165600.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08631
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel