

Anti-Hcls1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P14317

Artikelnummer: CM0024423

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HCLS1 (HS1, p75), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung der Antigenrezeptor-Signalübertragung und hämatopoetischer Linien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HCLS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HS1; p75; CTTNL; lckBP1; HCLS1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3059
Gen-ID	3059
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-280 von humanem HCLS1 (NP_005326.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P14317
Protein-Gewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel