


Anti-Hcn1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60741

Artikelnummer: CM0022350



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen HCN1 (BCNG-1) gerichtet ist, für Western Blot und ELISA. Validiert in Human, Maus und Ratte. Erforschen Sie seine Rolle bei neuronalen hyperpolarisierungsaktivierten Strömen und Schrittmacheraktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HCN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BCNG1, DEE24, HAC-2, BCNG-1, EIEE24, GEFSP10, HCN1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	348980
GenID	348980
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 791-890 von humanem HCN1 (NP_066550.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60741
Proteingewicht	99kDa
Versand	Eisbeutel