

## Anti-Hcov-229E Spike S1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15423

Artikelnummer: CM0007683



### Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen das HCoV-229E Spike S1 Glykoprotein, der spezifisch die Rezeptorbindedomäne erkennt. Validiert für Western Blot und ELISA, geeignet für virologische Forschung und die Entwicklung von IVD-Tests.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter        | Wert                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Produktname      | HCoV-229E Spike S1 Kaninchen mAk                     |
| Gen-ID           | 918758                                               |
| Immunogen        | Rekombinantes Protein des humanen HCoV-229E Spike S1 |
| Quelle           | Kaninchen                                            |
| Kategorie        | Monoklonale Antikörper                               |
| Anwendung        | WB, ELISA                                            |
| Kreuzreaktivität | HCoV-229E                                            |
| SWISS            | P15423                                               |
| Proteingewicht   | 129 kDa                                              |
| Versand          | Eisbeutel                                            |