

Anti-Hcov-229E-Spike-S1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15423

Artikelnummer: CM0020393



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HCoV-229E Spike S1, validiert für WB und ELISA. Erkennt ein synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1074-1173. Geeignet zur Untersuchung der Mechanismen der Coronavirus-Anheftung und des Viruseintritts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HCoV-229E-Spike-S1-Kaninchen-pAb
GeneID	918758
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1074-1173 des Coronavirus-Spike-S1-Proteins (NP_073551.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	HCoV-229E
SWISS	P15423
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Eisbeutel