

Anti-Hcov-229E Spike S2 Poliklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P15423

Artikelnummer: CM0018894



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper, die gegen die S2-Untereinheit des HCoV-229E-Spike-Glykoproteins gerichtet sind. Validiert für Western Blot und ELISA, mit spezifischer Kreuzreaktivität gegen HCoV-229E. Ideal für die Coronaviren-Forschung und die Entwicklung von Diagnoseverfahren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HCoV-229E Spike S2 Kaninchen pAb
GeneID	918758
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1074-1173 des Coronavirus Spike S2 (NP_073551.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	HCoV-229E
SWISS	P15423
Proteinmasse	129 kDa
Versand	Eisbeutel