

Anti-Hcov-229E Spike S2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P15423

Artikelnummer: CM0007334



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen die S2-Untereinheit des HCoV-229E Spike-Glykoproteins, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Erforschung des Coronavirus-Eintritts und der Fusion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HCoV-229E Spike S2 Kaninchen mAb
Gen-ID	918758
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen HCoV-229E Spike S2
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	HCoV-229E
SWISS	P15423
Proteingewicht	129kDa
Versand	Eisbeutel