


Anti-Hcov-Hku1 Nukleoprotein Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Mqc6

Artikelnummer: CM0023820



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen das HCoV-HKU1 Nukleoprotein (N-Protein), geeignet für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung der Coronavirus-Replikation, -Assemblierung und die Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HCoV-HKU1 Nukleoprotein Kaninchen pAb
Spezies	HCoV-HKU1
GeneID	3200423
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des Coronavirus-Nukleoproteins (YP_173242.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQC6
Protein-Gewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel