


Anti-Hcov-Hku1 Spike S1 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Mqd0

Artikelnummer: CM0020423



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper spezifisch für das HCoV-HKU1 Spike S1-Protein (Immunogen: Peptid innerhalb Aminosäuren 100-200). Validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt das HCoV-HKU1-Spike-Glykoprotein. Ideal für Studien zum viralen Eintritt und zur Wirts-Interaktion. SWISS Q5MQD0.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HCoV-HKU1 Spike S1 Kaninchen pAb
Spezies	Menschliches Coronavirus HKU1
Gen-ID	3200426
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des Coronavirus Spike S1 (YP_173238.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQD0
Proteinmasse	152 kDa
Versand	Eisbeutel