


Anti-Hcov-Hku1 Spike S2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Mqd0

Artikelnummer: CM0021582



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen die Spike S2-Untereinheit von HCoV-HKU1 gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, erkennt dieser Antikörper virale Fusionsproteine für die Entwicklung diagnostischer Tests und die Erforschung der Eintrittsmechanismen von Coronaviren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HCoV-HKU1 Spike S2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E2, Peplomer-Protein
GenID	3200426
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 800-900 des Coronavirus Spike S2 (YP_173238.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	HCoV-HKU1
SWISS	Q5MQD0
Proteingewicht	152kDa
Versand	Eisbeutel