


Anti-Hcov-NL63 Spike S2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Q1S2

Artikelnummer: CM0020477



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das HCoV-NL63 Spike S2-Protein (Spike-Glykoprotein, E2). Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt HCoV-NL63 Spike. Für Coronavirus-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HCoV-NL63 Spike S2 Kaninchen pAb
Gen-ID	2943499
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1200-1300 des Coronavirus Spike S2 (YP_003767.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	HCoV-NL63
SWISS	Q6Q1S2
Protein-Gewicht	150kDa
Versand	Eisbeutel