

Anti-Hcov-OC43 Nukleoprotein-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P33469

Artikelnummer: CM0020571



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen HCoV-OC43 Nukleoprotein (N-Protein) gerichtet ist, für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit HCoV-OC43; Immunogen aus Aminosäuren 100-200. Geeignet für Studien zum Coronavirus-Nukleokapsid und zur Virusassemblierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HCoV-OC43 Nukleoprotein Kaninchen pAb
Gen-ID	39105221
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des Coronavirus-Nukleoproteins (YP_009555245.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	HCoV-OC43
SWISS	P33469
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel